

# Hygieneplan für Fäger's Tattoo-Studio

## Instrumente

Wie z.B. Nadeln, Griffstücke, etc.

Nach jedem Kunden im Ultraschallgerät während 5-12 Minuten beschallen.

Anschliessende Aufbewahrung in einer Box mit Instrumentendesinfektionsmittel.

Mit Wasser gut spülen, kontrollieren ob sauber, sorgfältig trocknen

Im Sterilisator nach Vorschrift sterilisieren und staubgeschützt aufbewahren.

### Periodische Arbeiten:

- 1x wöchentlich Kammer des Sterilisator mit Wasser und handelsüblichem Reiniger aufwischen.
- Alle Arbeitsflächen, Böden und Geräte mit einem wässrigen Desinfektionsmittel reinigen und desinfizieren.

## Flächen

Wie Arbeitstisch, Stühle, Geräte, etc.

*Geräte wie Tätowiermaschine*  
Nach jedem Gebrauch mit einem alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel Vollständig benetzen und nach der angegeben Einwirkzeit gut abreiben.

*Arbeitsflächen, Stühle, Geräte, etc.*  
Nach jedem Gebrauch mit einem Alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel vollständig benetzen und nach der angegeben Einwirkzeit leicht abwischen.

**Grundsätzlich werden nur Einmalhandtücher zur Reinigung verwendet.**

## Hände / Haut

### 1. Tätowierer:

Vor jedem Kunden Hände waschen. Handtrocknung mit einem Einmaltuch. Anschliessend 3ml eines alkoholischen Händedesinfektionsmittel applizieren, 30 Sekunden Einwirken lassen und Einmalhandschuhe anziehen.

### 2. Kunde

*Vor der Behandlung* Haut mit antisept. Seifenwasser waschen, rasieren und erneut waschen, anschliessend mit einem Hautdesinfiziens oder 70% Alkohol desinfizieren.  
*Nach der Behandlung* Haut mit einem Antiseptischen Präparat waschen und Eine vitalisierende sowie desinfizierende Salbe auftragen.

**Handschuhe: Grundsätzlich nur Einmalgebrauch**

